

ERBdi 9770

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh



MONOLITH



213



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse			
Energieverbrauch Jahr/24 h	148 / 0,405 kWh		
Gesamtvolumen	440 l ¹		
Volumen	Kühlteil: 250,5 l / BioFresh-Teil: 190,3 l		
Geräusch-Schalleistung	35 dB(A)		
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	213,4 / 76,2 / mind. 63,5		
Steuerung			
Art der Steuerung	3,5" LCD-Farbdisplay, hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil		
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive		
Alarm bei Störung	optisch und akustisch		
Kühlteil			
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter		
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter		
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage		
Beleuchtung	InfinityLight LED-BioFresh-Beleuchtung		
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 FlexSystem		
Ausstattungs Vorteile			
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag		
Wechselbare Türdichtung	Ja		
EAN-Nr.	9005382265550		

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.