


CBNsfC 5223

Kühl-Gefrierkombination mit
BioFresh und NoFrost

◇ Plus



← 60 →



Energieeffizienzklasse



Energieverbrauch Jahr/24 h 170 / 0,465 kWh¹

Gesamtvolumen 320 l²

Volumen Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l

Geräusch-Schalleistung 35 dB(A)

Klimaklasse SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände SteelFinish / Silver

Aussenmaße in cm (H / B / T) 185,5 / 59,7 / 67,5¹

Steuerung

Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil

Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Türalarm optisch und akustisch

Alarm bei Störung optisch und akustisch

Kühlteil

Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter

Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller,
FlexCube

Flaschenablage Integrierte Flaschenablage

Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtung

Anzahl BioFresh-Safes 1 BioFresh-Safe mit Teilauszug auf Teleskopschienen,
1 Fruit & Vegetable-Safe

Gefrierteil

Sternekennzeichnung ****

Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpace

Gefriervermögen in 24h 10 kg

Lagerzeit bei Störung 20 h

Ausstattungs Vorteile

Türanschlag Wechselbarer Türanschlag

Wechselbare Türdichtung Ja

EAN-Nr. 4016803128878

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.