
ECBNei 9972

Combinato Integrabile con BioFresh e
NoFrost

LIEBHERR

Apparecchiatura da incasso



ECBNei 9972

Combinato Integrabile con BioFresh e NoFrost



Bio Fresh Plus	No Frost	Ice Maker	Duo Cooling	Infinity Spring	Infinity Swipe	Infinity Light	Super Cool	Super Frost	Soft System
Soft Telescopic Rails									
Progettare						Cerniere autoportanti / Integrabile			
Classe di efficienza energetica									
Consumo in (365 giorni/24h)						345 / 0,945 kWh			
Volume totale						510 l ¹			
Volume						Vano frigorifero: 239,6 l / Vano BioFresh: 86,8 l / Vano congelatore: 184 l			
Rumorosità (potenza sonora)						37 dB(A)			
Classe climatica						SN-T (+10 °C a +43 °C)			
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)						213.4 / 91.4 / min. 63,5			
Controllo									
Tipo di comando						Display LCD a colori da 3,5", dietro la porta Touch & Swipe Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh			
Interfaccia						SmartDeviceBox in dotazione			
Allarme porta aperta						acustico			
Allarme in caso di innalzamento della temperatura						ottico e acustico			
Frigorifero									
Raffreddamento ventilato						PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi			
Controporta						Allestimento GlassLine			
Ripiano portabottiglie						Ripiano portabottiglie integrato			
Illuminazione						InfinityLight Illuminazione LED del vano BioFresh			
Cassetti-BioFresh						1 cassetto BioFresh con SoftTelescopic			
Congelatore									
Definizione stelle						****			
Illuminazione						Illuminazione LED			
Numero cassette						2 cassette con SoftTelescopic			
IceMaker						con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4",			
Produzione ghiaccio in 24 ore						Illuminazione LED			
Riserva di ghiaccio						1,4 kg 3,0 kg			
Cap. di congelamento nelle 24 ore						12 kg			
Tempo di cons. in caso di black-out						21 ore			
Dotazioni di serie									
Battuta della porta						Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa			
Guarnizione della porta rimovibile						sì			
EAN-Nr.						9005382265819			

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



BioFresh-Plus

Il BioFresh-Plus-Safe garantisce un clima di conservazione perfetto e una freschezza extra lunga di frutta e verdura, carne e latticini, nonché pesce e frutti di mare in un solo vano. A seconda del cibo, DrySafe può essere diviso in diverse zone di temperatura da poco più di 0 °C a una temperatura gelida di -2 °C.




German Engineering

I nostri prodotti di fascia superiore offrono qualità premium, design all'avanguardia e caratteristiche innovative che si adattano al meglio al vostro stile di vita. L'uso di materiali di alta qualità, di finiture perfettamente dettagliate e componenti di raffreddamento di prim'ordine si combina con i più recenti processi di produzione, creando un prodotto di refrigerazione eccezionale.



NoFrost

Monolith garantisce il massimo comfort anche sotto lo zero. La sua tecnologia NoFrost mantiene il vano congelatore sempre privo di ghiaccio e impedisce che gli alimenti congelati si coprano di brina. Lo sbrinamento è acqua passata.



IceMaker

L'IceMaker automatico di Monolith produce 3,5 libbre di ghiaccio filtrato in 24 ore. Attivate la funzione SuperFrost per una capacità di produzione ancora maggiore. Con una capacità di conservazione di 4 libbre, non ne rimarrete mai senza.



DuoCooling


Grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti, la tecnologia DuoCooling impedisce che vi sia uno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. In questo modo gli alimenti nel vano frigorifero sono protetti dall'aria secca proveniente dal vano congelatore. Inoltre, non avviene un trasferimento reciproco di odori e gli alimenti conservano il proprio aroma. Tra il vano frigorifero e il vano congelatore non si verificano inoltre scambi d'aria, impedendo in tal modo il trasferimento di odori e l'essiccazione degli alimenti.




InfinitySpring

L'erogatore per acqua interno InfinitySpring, perfettamente integrato e montato a filo, si vede quando ne hai bisogno e diventa praticamente invisibile quando non serve, e può contenere caraffe di qualsiasi dimensione. Il sistema di filtraggio Liebherr elimina i contaminanti nocivi, rendendo l'acqua fresca, limpida e leggera.

Disegno tecnico



Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto frigorifero: 13 kg
Scomparto congelatore: 13 kg



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)



home.liebherr.com