

# FFFsg 5501 verze 740

Volně stojící mraznička se SmartFrost  
Performance



Brutto/užitný objem	499/292 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	747/769/1818
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	580/523/1388
Spotřeba energie za rok	1234 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	7
Teplotní třída (energetická směrnice)	L1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C <sup>1</sup>
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	49 dB(A)
Příkon	2,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	713 kJ/h
Způsob chlazení	statický
Způsob odmrazování	ruční
Teplotní rozsah	-9 °C Do -26 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	-
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Počet košů	2
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	150 – 180 mm
Madlo	Hliníkové madlo
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	109,2/103,4 kg
EAN	9005382287552

<sup>1</sup> Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.