

# SFFfg 4001

Congélateur de laboratoire avec intérieur exempt de source d'inflammation

Performance



|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Volume brut/utile                        | 316/242 l                                          |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)     | 597/654/1884                                       |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)     | 403/402/1588                                       |
| Consommation électrique en 365 jours     | 384 kWh                                            |
| Température ambiante                     | +10 °C à +35 °C                                    |
| Dégagement de chaleur                    | 529 kJ/h                                           |
| Réfrigérant                              | R 290                                              |
| Niveau sonore                            | 49 dB(A)                                           |
| Fréquence / tension                      | 50 Hz / 220-240 V~                                 |
| Système de réfrigération                 | statique                                           |
| Dégivrage                                | manuelle                                           |
| Plage de température réglable            | -9 °C à -30 °C                                     |
| Gradient / fluctuation max.              | 5,2 °C / 2,4 °C                                    |
| Matériau de l'habillage/couleur          | acier / blanc                                      |
| Matériau de la porte                     | acier                                              |
| Matériau de la cuve intérieure           | PS blanc                                           |
| Régulation électronique                  | écran monochrome, boutons tactiles                 |
| Alarme de température                    | optique et sonore                                  |
| Alarme de panne de courant               | lorsque le courant revient                         |
| Contact sans potentiel                   | oui                                                |
| Type de mise en réseau                   | SmartModule                                        |
| Solution de mise en réseau               | Installation ultérieure possible                   |
| Interface de connexion                   | WLAN/LAN (en option)                               |
| Tablettes de rangement réglables         | 5                                                  |
| Type de clayettes                        | verre                                              |
| Surface de rangement utile en mm (L / P) | 400 / 402                                          |
| Résistance tablettes de rangement        | 40 kg                                              |
| Charge totale maximale                   | 270 kg                                             |
| Poignée barre                            | poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture |
| Passage de capteurs                      | 1 x Ø 10 mm                                        |
| Type de serrure                          | mécanique                                          |
| Ouverture de porte                       | à droite, réversibles                              |
| Poids brut/net                           | 83/76 kg                                           |
| EAN-Nr.                                  | 9005382246733                                      |