

FFFCsg 5501

Volně stojící mraznička se SmartFrost
Perfection



Brutto/užitný objem	499/289 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	747/769/1818
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	580/523/1388
Spotřeba energie za rok	1234 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	7
Teplotní třída (energetická směrnice)	L1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ¹
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	49 dB(A)
Příkon	2,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	713 kJ/h
Způsob chlazení	statický
Způsob odmrazování	ruční
Teplotní rozsah	-9 °C Do -26 °C
Materiál vnějších stěn/barva	nerezová / nerezová
Materiál dveří / barva	nerezová / nerezová
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota stříbrná
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Počet košů	10
Materiál policíček	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	150 – 180 mm
Madlo	Hliníkové madlo
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	105/100,2 kg
EAN	9005382241677

¹ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.