

CBNbsc 778i

Réfrigérateur-congélateur combiné avec BioFresh Professional et NoFrost

△ Peak



Appareil sur pieds

CBNbsc 778i

Réfrigérateur-congélateur combiné avec
BioFresh Professional et NoFrost
△ Peak

← 75 →



Accessoires

988242901	Filtre à charbon actif FreshAir
988245900	Beurrier
988267100	FlexCube
988264700	Porte-bouteilles
988246600	Clayette pouvant accueillir 3 bouteilles
988264800	FlexSystem
988117400	Bac à glaçons avec couvercle
988103600	Accumulateur de froid

L'aperçu représente un extrait des principaux accessoires.
Vous trouverez tous les autres accessoires de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur le site home.liebherr.com.

LIEBHERR

German
Engineering

Bio Fresh	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior
Soft System	Soft-Telescopic Rails	BLU Performance	Super Frost	Super Cool	Vario Space				

Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	203 / 0,556 kWh ¹
Volume total	473 l ²
Volume	Réfrigérateur : 208,7 l / BioFresh : 126,2 l / Congélateur : 138 l
Niveau sonore	34 dB(A)
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P)	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹
Commandes	
Régulation électronique	Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
Interface de connexion	Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
Alarme de porte	visuelle et sonore
Alarme de température	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
Contreporte	Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
VarioSafe	oui
Range-bouteilles	Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
Eclairage intérieur	Colonnes latérales LED Eclairage LED BioFresh
Nb de tiroirs BioFresh	2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 Compartiment fruits de mer et poisson, 1 FlexSystem

Congélateur	
Nombre d'étoiles	****
Eclairage intérieur	Eclairage LED
Nombre de tiroirs	3 tiroirs sur rails télescopiques, VarioSpace
Pouvoir de congélation en 24 heures	10 kg
Autonomie	20 h
Avantages d'équipement	
Ouverture de porte	Porte réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803057734

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



BioFresh Professional

Le compartiment BioFresh Professional garantit à vos aliments un surcroît de fraîcheur pour vous permettre de les conserver plus longtemps. L'effet « waouh » tient à différents facteurs : Grâce à HydroBreeze, une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes, comme un baume protecteur. Ajoutez à cela une température à peine supérieure à 0 °C et vous obtenez des conditions de conservation idéales pour les fruits et légumes en vrac.



Compartiment Fruit & Vegetable

Pour une salade ou des fraises toujours croquantes : les aliments les plus délicats méritent un endroit spécifique pour rester frais plus longtemps. C'est possible avec les compartiments BioFresh. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun réglage à faire.

L'aperçu présente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil. Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur home.liebherr.com.



BioFresh avec HydroBreeze

Vous souhaitez disposer d'un refroidissement professionnel de vos fruits et légumes ? HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment à peine supérieure à 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



Fish & Seafood-Safe


Vous aimez le poisson ? Il reste frais dans votre Liebherr ! Car dans le compartiment Fish & Seafood, le poisson et les fruits de mer sont conservés à la température optimale de -2 °C, de façon aussi professionnelle que chez le poissonnier. Réglez la taille de la zone -2 °C comme vous le souhaitez, et conservez la viande et les produits laitiers à une température optimale de 0 °C dans l'espace restant. Un affichage LED vous indique que la zone -2 °C est active.



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation.

Dessin technique



home.liebherr.com